

PureLact

Jabón Ácido Láctico

Jabón de ácido láctico al 1,76 % con pH fisiológico (4,0 – 6,0), formulado para la higiene clínica frecuente. Respeto el equilibrio natural de la piel y es compatible con protocolos de control de infecciones.

REGISTRO Inscripción ISP N° 2311/19

■ ATRIBUTOS CLAVE

- Eficacia antimicrobiana rápida: el ácido láctico al 1,76 % actúa de forma inmediata, incluso en presencia de materia orgánica.
- pH fisiológico (4,0 – 6,0) que respeta el equilibrio natural de la piel y minimiza el riesgo de irritación.
- Alta tolerabilidad dermatológica: humectantes y emolientes que protegen la piel en lavados frecuentes.
- Compatible con protocolos de control de infecciones y programas de higiene de manos hospitalarios.
- Se integra a múltiples formatos y dispensadores murales sin cambios en la infraestructura existente.



PureLact Jabón Ácido Láctico

Inscripción ISP N° 2311/19

CARACTERÍSTICAS

- Eficacia antimicrobiana rápida, incluso con materia orgánica.
- Alta tolerabilidad dermatológica en lavados frecuentes.
- Diseñado para entornos clínicos y protocolos estrictos de higiene hospitalaria.

INSTRUCCIONES DE USO

- Moje las manos y elimine suciedad o sólidos; use escobilla si es necesario.
- Aplique 5 ml de PureLact y frote hasta formar espuma, cubriendo dedos, uñas y antebrazos.
- Enjuague con abundante agua hasta eliminar todo residuo de jabón.



FORMATOS

800 ml

950 ml

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto	Líquido viscoso, incoloro / translúcido
Color	Blanco perlado
Olor	Característico
Ingrediente activo (°Brix)	12,0 – 15,0 %
Viscosidad	500 – 1500 cPs
pH (directo)	4,0 – 6,0
Estabilidad	Dos años en condiciones normales de almacenamiento

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Producto de pH fisiológico; puede producir irritación en pieles sensibles o por contacto prolongado. Mantener el envase original cerrado, lejos de fuentes de calor, en lugar fresco, seco y ventilado. No mezclar con otros productos químicos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar cerrado entre 5 y 30 °C, lejos de la luz solar directa. Una vez abierto/instalado, consumir dentro de 3 meses o según control interno de IAAS.

VIDA
ÚTIL

24 meses
(cerrado)

ELABORACIÓN Y CALIDAD

Producido bajo buenas prácticas de manufactura; cada lote cuenta con trazabilidad y control de parámetros críticos (pH, viscosidad y microbiología).